



CE




Návod k obsluze a údržbě

Vydání 7 / 2022-10-25

Speciální dětský zdravotní kočárek **YETI Young**

Speciální zdravotní kočárek **YETI**

 **POZOR!** Uživatel se zrakovým postižením, čtení nebo kognitivních funkcí je požádán, aby se nahlásil výrobci za účelem získání informací pro uživatele ve vhodném formátu

Účel příručky

Návod k obsluze a údržbě obsahuje základní informace nutné pro správné používání speciálního zdravotního kočárku Yeti a speciálního dětského kočárku Yeti Young, včetně pravidel jeho bezpečnosti, popisu jeho konstrukce, obsluhy a seřízení, přípravy kočárku k obsluze, postupů údržby a čištění a záručních podmínek.

Je určen pro osoby, které přímo pečují o handicapované děti (dětští asistenti - rodiče, opatrovníci), které budou přepravovány v kočárku. Je určen i lékařům a fyzioterapeutům obsluhujícím zdravotní kočárky.

POZOR! Před použitím kočárku je každý Uživatel povinen si přečíst a dodržovat tento návod.

Tento návod je nedílnou součástí výrobku a musí být vždy připojen k prodávanému výrobku. Uchovejte tento návod pro budoucí použití! Uchovejte tento návod na snadno dostupném místě. Elektronická verze návodu je k dispozici na webových stránkách www.mywam.eu

POZOR! V případě jakéhokoli zdravotního incidentu souvisejícího s přítomností speciálního zdravotního kočárku Yeti a speciálního dětského kočárku Yeti Young musí být výrobce neprodleně písemně upozorněn kontaktováním doporučeným dopisem nebo e-mailem s potvrzením o převzetí.

Kontaktní údaje výrobce:

- adresa: MyWam sp.j., ul. Szczecińska 10, 41-516 Chorzów, Polsko
- telefonní číslo: +48 32 733 11 31
- e-mailová adresa : mywam@mywam.pl

Verze příručky pro provoz a údržbu: CZ **Vydání 7 / 2022-10-25**

• Úvod	5
1. Účel kočárku Yeti	5
2. Základní informace o modelu Yeti	5
3. Rychlý start	6
• Bezpečnost	7
4. Důležité tipy a bezpečnostní pravidla	7
5. Tabule	8
5.1. Typový štítek	8
5.2 Štítek s UDI kódem	8
6. Výstražný štítek	8
7. Označení symbolů	8
Produkt	9
8. Obecná struktura kočárku	9
9. Konfigurace a použití - rám kočárku	11
9.1 Skládací mechanismus rámu	11
9.2 Rozložení rámu kočárku	11
9.3 Sklopení (zavření) rámu kočárku	12
9.4 Transportní zámek. Montáž a demontáž přepravního zámku	12
9.5 Masivní otočná přední kola. Zámek předního kola	12
9.6 Zadní kola, plná. Montáž a demontáž zadních kol na osku	13
9.7 Systém odpružení zadních kol	13
9.8 Ergonomická rukojeť pro tlačení kočárku. Mechanismus a nastavení úhlu rukojeti	13
9.9 Centrální brzda. Zajištění a uvolnění brzd	14
9.10 Nášlapný pedál	14
9.11 Nastavení rámu z hlediska hloubky sedadla	14
9.12 Nastavení rámu z hlediska změny úhlu sedadla	15
9.13 Nastavení rámu z hlediska výšky opěradla	15
9.14 Nastavení rámu z hlediska úhlu opěradla	15
9.15 Podnožka. Nastavení a použití	16
10. Konfigurace a použití - terapeutické sedadlo s opěradlem	16
10.1 Čalounění kočárku. Instalace čalounění na rám kočárku. Demontáž	16
10.2 Nastavitelný perce napětí	18
10.3 Nastavení čalounění sedáku a opěráku	18
10.4 Pětibodové pásy	19
11. Doplnkové vybavení	19
11.1. Bezpečnostní zábrana	19
11.2. Terapeutický stůl	20
11.3. Abdukčně-stabilizační pásy	20
11.4 Zúžující měkké vložky	21
11.5 Opěrka hlavy	21
11.6 Nastavitelná stříška s okénkem	21
11.7 Turistická taška	22
11.8 Nákupní košík	22
11.9 Klín	22
11.10 Pláštěnka	23
11.11 Zimní rukavice	23
11.12 Spacák	23
11.13 Moskitiéra	24
11.14 Slunečník	24
12. Technická specifikace kočárku Yeti	25
12.1 Použité materiály	25
13. Dodávka a nástroje	25
14. Montáž a demontáž kočárku	26
15. Příprava k použití	27
16. Použití kočárku	28
16.1 Přenášení kočárku	28
16.2 Nastupování a vystupování ze zdravotního kočárku	28
16.3 Správná poloha v kočárku	28
16.4 Jízda se zdravotním kočárkem	29
16.5 Jízda na svazích	29
16.6 Překonávání prahů nebo obrubníků	29

16.7	Přeprava v autě a v jiných vozidlech	29
16.8	Čištění a péče.....	30
17.	Skladování kočárku	30
17.1.	Příprava kočárku na dlouhodobé skladování.....	30
17.2	Ochrana proti korozi.....	30
18.	Opětovné použití	31
19.	Servis a pravidelné kontroli	31
20.	Likvidace	32
21.	Soulad s požadavky na zdravotnické prostředky	33
22.	Poznámky	34
23.	Seznam autorizovaných servisních míst	35
24.	Záruční list	36
25.	Záruční podmínky	36

- Úvod

Děkujeme za zakoupení kočárku pro mládež a dospívající Yeti Young/Yeti. Doufáme, že bude příčinou mnoha skvělých okamžiků s vaším dítětem a bude Vám užitečný každým dnem. Vyvíjíme veškeré úsilí, abychom zajistili, že naše produkty splní vaše očekávání a nejvyšší standardy. Doporučujeme vám kontaktovat naše zaměstnance a sledovat nás na našich webových stránkách www.mywam.eu a na sociálních médiích. Zde se můžete dozvědět spoustu zajímavých věcí o našich produktech.

1. Účel kočárku Yeti/Yeti Young

Yeti/ Yeti Young je multifunkční zdravotní kočárek pro zdravotně postižené uživatele. Kočárek je založen na rámu vyrobeném z hliníkových a ocelových prvků. Umožňuje rychlou demontáž zadních kol. Skupina kočárků Yeti je kompletní terapeutický systém, který umožňuje nastavit úhel zádové a nožní opěrky, délku stupačky, polohu hlavové opěrky atd. Výrobek je vybaven řadou doplňků zlepšujících funkčnost a pohodlí použití, jako jsou: zužující vložky, stůl, bezpečnostní pásy, klín, budka, moskytiéra, nákupní taška do spacího pytle atd.

Speciální zdravotní kočárek „Yeti“ a speciální dětský zdravotní kočárek „Yeti Young“ jsou zdravotnickými prostředky třídy I určenými pro osoby se zdravotním postižením, které kvůli svému zdravotnímu stavu nemohou samy chodit a nebo sedět. Výrobek je určen pro přepravu a pohyb výše uvedených osob v sedě nebo vleže a pro korekci držení těla a toto je jeho zamýšlené použití.

Mezi klinické indikace patří dětská mozková obrna, meningeální kýla, dystrofie, parézy atd.

Výrobek je určen pro uživatele od 130-175 cm. Uživatelé nemohou kočárek řídit sami, ale pouze s pomocí doprovodu. Kočárek lze použít v interiéru i exteriéru, na různé povrchy (asfalt, beton, kámen, šterk) a za různých povětrnostních podmínek. Jakékoli jiné použití výrobku, než je popsáno, je zakázáno. Přípravek by měl být používán v souladu s doporučením ošetřujícího lékaře nebo fyzioterapeuta. Kočárek musí být v návodu k použití používán pouze dospělými osobami, které dohlížejí na uživatele. Dospívající a děti, stejně jako jakékoli jiné osoby bez příslušného školení, by neměly výrobek používat.

Kontraindikace:

V případě kontraindikací polohy v sedu ,případně pasivní vzpřímené polohy je nutné nastavení kočárku konzultovat s fyzioterapeutem nebo ošetřujícím lékařem.

2. Základní informace o modelu Yeti

Rodina kočárků Yeti má mnoho možností nastavení, např.:

- změny úhlu opěradla sedadla (viz odstavec 9.14)
- nastavení výšky opěradla (viz odstavec 9.13)
- nastavení úhlu sedadla (viz odstavec 9.12)
- nastavení hloubky sedadla (viz odstavce 9.11 a 11.13)
- nastavení stupačky (viz odstavec 9.15)
- stabilizace hlavy (viz odst. 11.5)
- stabilizace trupu (viz odst. 10.4, 11.3, 11.4, 11.9)
- další vybavení (viz bod 11)

3. Rychlý start

Aby bylo možné kočárek rychle použít, měl by být vybalen a připraven k použití podle bodu 14 Montáž a demontáž kočárku a bodu 15 Příprava k použití. Schematický diagram je uveden níže, ale nenahrazuje pečlivé přečtení celého manuálu.



- **Bezpečnost**

4. Důležité tipy a bezpečnostní pravidla

- Je zakázáno používat kočárek způsobem, ke kterému není kočárek určen.
- Výrobek obsahuje malé části, které mohou být nebezpečné při spolknutí dítětem!
- Vzhledem k velkým možnostem nastavení kočárku lze při úhlovém nastavení sedáku a úhlovém nastavení zádové opěrky nastavit polohu, ve které je hlava dítěte pod linií pánve. Je zakázáno používat tuto polohu, protože by mohlo dojít k udušení nebo udušení dítěte.
- Je zakázáno zatěžovat zdravotní kočárek jakoukoli přídatnou zátěží, zejména pokud jde o umístění přídatné zátěže na zadní stranu opěradla, např. batoh nebo tašku. To může způsobit převrácení kočárku Yeti a zranění uživatele! Nevztahuje se na originální doplňkové příslušenství určené ke kočárku Yeti, které nepřekračuje povolené zatížení. Všechny přídatné prvky připevněné ke kočárku ovlivňují jeho stabilitu.
- **POZOR!** V závislosti na úpravách provedených na kočárku Yeti - jde o nastavení rukojeti, nastavení výšky opěradla, nastavení úhlu opěradla, nastavení hloubky sedáku, nastavení úhlu sedáku, nastavení úhlu opěrky nohou a nastavení opěrky nohou - tento zdravotní kočárek může překročit doporučené maximální rozměry.
- **POZOR!** Při každém použití kočárku je nutné provést níže uvedené kroky a v případě jakýchkoliv nesrovnalostí se kočárek nesmí používat. V takové situaci se doporučuje urychleně kontaktovat Prodejce a nebo Výrobce o radu.
- **POZOR!** Při projíždění dveřmi nebo podobných omezeních omezujících směr jízdy zdravotního kočárku dbejte na dostatečný prostor na obou stranách kočárku, aby nedošlo k přiskřípnutí rukou nebo jiných částí těla a aby nedošlo k poškození kočárku.




VAROVÁNÍ!

- Nikdy nenechávejte své dítě v kočárku bez dozoru, hrozí nebezpečí!
 - Tento výrobek není vhodný pro běh, bruslení nebo inline bruslení.
 - Zdravotní kočárek není určen jako sedadlo v motorovém vozidle.
 - Pozor na mezery a pohyblivé části - nebezpečí zaseknutí.
 - Nenoste kočárek s dítětem.
 - Kočárek je zabalen v sáčku. Taška není hračka. Uchovávejte mimo dosah kojenců a malých dětí. Nedávejte na hlavu. Nebezpečí udušení.
- **POZOR!** Kočárek je zakázáno používat, pokud je technický stav kočárku nebo jednotlivého prvku kočárku špatný nebo o tom má uživatel pochybnosti, kočárek je poškozen nebo existuje pouze podezření, že došlo k poškození nebo pokud byla provozována kočárku není správná. V takové situaci se doporučuje urychleně kontaktovat Prodejce a nebo Výrobce o radu.

5. Tabule

5.1. Typový štítek

- Typový štítek obsahuje základní informace o produktu: název, model, sériové (identifikační) číslo, maximální zatížení, datum výroby, potvrzení shody produktu pro zdravotnické prostředky, varování o souladu s příručkou pro provoz a údržbu, potvrzení, že jde o zdravotnický prostředek a údaje výrobce (viz obr. 5.1).
- Typový štítek je umístěn na levé straně příčnicku v zadní části rámu a je přilepený shora.



Obr.5.1

5.2 Štítek s UDI kódem


Štítek s UDI kódem obsahuje informace o produktu: název, model, UDI kód a údaje výrobce (obr. 5.2).



Obr.5.2

6. Výstražný štítek

- štítek s varováním obsahuje důležitá varování pro uživatele (viz obrázek 6.1).
- výstražný štítek je umístěn na zadní / boční straně rámu na obou stranách.



Obr. 6.1

7. Označení symbolu

	Sériové číslo produktu		Název výrobce
	Celková přípustná hmotnost uživatele		Dotyčný výrobek je zdravotnickým prostředkem
	Datum výroby		POPIS „ VAROVÁNÍ! “ a symbol v této příručce slouží k posílení pozornosti čtenáře k obsahu označenému tímto symbolem. Nedodržení obsahu označeného tímto popisem může představovat ohrožení zdraví a bezpečnosti uživatele a doprovodných osob a může také poškodit produkt.
	Značka shody podle směrnice o zdravotnických prostředcích		
	Varování, abyste dodržovali příručku pro používání a údržbu produktu		

Produkt

8. Obecná struktura kočárku

Speciální zdravotní kočárek Yeti a kočárek Yeti Young pro děti se skládá ze dvou hlavních částí: rámu kočárku se sedákem a opěradlem a široké nabídky dalšího vybavení, které by mělo být vybráno podle individuálních potřeb uživatelů.

• Ocelový rám kočárku se sedákem a opěradlem

Základní prvky rámu kočárku jsou:

- | | | |
|-----|---|---------------------------------|
| 1- | Ergonomická rukojeť pro tlačení kočárku | -viz obr.9.8 |
| 2- | Nastavení lanek přebytečného čalounění | -viz obr.10.3 |
| 3- | Pětibodové pásy | -viz obr.10.4 |
| 4- | Odnímatelné opěradlo a čalounění sedadla | -viz obr. 10.1
-viz obr.10.1 |
| 5- | Prostor pro skrytí přebytečného čalounění | -viz obr. 10.1 |
| 6- | Omotávka rámu | -viz obr. 9.15 |
| 7- | Nastavitelná opěrka nohou s popruhy | -viz obr. 9.10 |
| 8- | Nášlapný pedál | -viz obr. 9.9 |
| 9- | Brzda centralní | -viz obr.9.7 |
| 10- | systém odpružení zadního kola | -viz obr.9.6 |
| 11- | Zadní kola, plná | |



- | | | |
|-----|---|-----------------|
| 12- | Mechanismus nastavení úhlu pro tlačnou rukojeť- | viz obr.9.8 |
| 13- | Skládací mechanismus rámu | - viz obr.9.1 |
| 14- | Nastavení úhlu opěradla | - viz obr.9.14 |
| 15- | Nastavení hloubky sedadla | - viz obr.9.11 |
| 16- | Nastavení úhlu sedadla | - viz obr. 9.12 |
| 17- | Nastavení výšky opěradla | - viz obr.9.13 |
| 18- | Zámek skládacího mechanismu rámu | - viz obr.9.3.1 |
| 19- | Mechanismus úhlového nastavení celé stupačky- | viz obr. 9.15 |
| 20- | Mechanismus nastavení úhlu opěradla | - viz obr. 9.14 |
| 21- | Transportní zámek | - viz obr.9.4 |
| 22- | Nastavení délky opěrky nohou | - viz obr.9.15 |
| 23- | Mechanismus pro rychlou montáž zadních kol | viz- obr.9.16 |
| 24- | Zámek předního kola | - viz obr. 9.5 |
| 25- | Masivní otočná přední kola | - viz obr. 9.5 |

9. Konfigurace a použití - rám kočárku

9.1 Skládací mechanismus rámu

Skládací mechanismus rámu je umístěn uvnitř rámu a na rámu na dvou místech v pravé části a na třech místech v levé části.

Popisující tato místa shora, ze strany rukojeti kočárku, jsou:

- pravé a levé táhlo - prvek, který umožňuje složení horního rámu a zmenšení jeho rozměrů
- skládací mechanismus rámu s pojistkou rámu



obr 9.1

9.2 Rozložení rámu kočárku

Rozložení (otevření) rámu kočárku: položte rám kočárku vodorovně na zem a vytáhněte přepravní zámek (obr. 9.2.1). Poté lehce zatáhněte za opěradlo do svislé polohy (obr. 9.2.2.).



Obr. 9.2.1



Obr. 9.2.2

Chcete-li kočárek rozložit, opatrně zatáhněte za rukojeť, lehce ji zvedněte nahoru a kočárek nastavte do polohy blízko požadované polohy (obr. 9.2.3), dokud nezapadne zámek sklopení rámu (obr. 9.2.4). Rám zdravotního kočárku bude správně rozložen pouze tehdy, když je sklopný mechanismus správně uzavřen. O tom svědčí jasný zvuk „cvaknutí“ vycházející z dobře uzavřeného skládacího mechanismu rámu.



Obr. 9.2.3



Obr 9.2.4

9.3 Sklopení (zavření) rámu kočárku

Uvolněním zámku sklopného mechanismu zatažením nahoru. a atazením za obě rukojeti sklopte rám nahoru, dokud se rám neuvolní. (Obr. 9.3.1) Poté sklopte rám kočárku jeho sklopením dopředu ve směru předních kol. Ujistěte se, že tlačná rukojeť a opěrka nohou jsou v poloze, která se navzájem neruší. Poté zatáhněte za uvolnění opěradla. Zajistěte řepavní zámek.



Obr 9.3.1

9.4 Transportní zámek. Montáž a demontáž přepravního zámku

Kočárek je vybaven přepravním zámkem, který slouží (uzavřený) k zajištění sklopené polohy rámu kočárku před automatickým otevřením během přepravy. Transportní zámek se skládá ze dvou částí: očka a čepu. Abyste zabránili samotnému otevření rámu, nejprve jej sklopte a poté nasadte zajišťovací oko na zajišťovací kolík tak, aby byly oba tyto prvky pevně spojeny jako jsou znázorněny na obr. 9.4



Obr.9.4

Chcete-li odemknout přepravní zámek, před rozložením rámu odstraňte oko zámku z pojistného kolíku a teprve poté můžete začít rozkládat rám kočárku.

9.5 Masivní otočná přední kola. Zámek předního kola

Použitá, odolná kola zaručují nejvyšší kvalitu jízdy, potěšení z jízdy a elegantní vzhled. Pneumatiky jsou bezdušové, vyplněné speciálním gelem, který má vlastnosti tlumení nárazů velmi podobné vlastnostem nafukovacích kol. Kola jsou z výroby namontována ve vidlicích předních kol, která jsou nahoře zakončena řízenými nápravami předních kol.

Obě přední kola lze nastavit pro přímou jízdu nebo odjistit pro zatáčení, což výrazně usnadňuje manévrování s kočárkem. Díky směrovému zámku předních kol a možnosti jeho zajištění nebo odjistiění je dosaženo při řízení kočárku zjevně větší pohodlí pro dítě i pro asistenta.

Při jízdě s kočárkem na zcela hladkém povrchu, například v nákupních centrech, ve školách, se doporučuje odjistit zámek a umožnit protáčení předních kol.



Obr 9.5.1

V případě nerovného povrchu, při jízdě na svahu, při překonávání prahů nebo obrubníků se doporučuje zablokovat otáčení předních kol.

Abyste zabránili otáčení předních kol, zasuňte do drážky zajišťovací knoflík - viz obr. 9.5.1 Chcete-li odblokovat řízení

předních kol, zatáhněte a otočte zajišťovacím knoflíkem a ponechejte jej mimo mezeru - viz obr. 9.5.2.



Obr 9.5.2

9.6 Zadní kola, plná. Montáž a demontáž zadních kol na osku

Použitá, odolná kola zaručují nejvyšší kvalitu jízdy, potěšení z jízdy a elegantní vzhled. Pneumatiky jsou bezdušové, vyplněné speciálním gelem, který má vlastnosti tlumení nárazů velmi podobné vlastnostem nafukovacích kol. Díky možnosti demontáže kol i jejich náprav je kočárek po složení menší, což usnadňuje jeho přepravu a skladování.



Obr 9.6.1

Mechanismus upevnění kol je namontován uvnitř zadních kol a zajišťuje rychlou instalaci a demontáž zadních kol. Aktivuje se stisknutím vychloupínací spony (obr. 9.6.1.) Směrem ke středu kola a potom lze zadní kolo nasadit na osu zadního kola nebo sejmout zadní kolo z osy zadního kola.




Obr 9.6.2

- Montáž kol na osku

Při montáži zadního kola na nápravu zadního kola stiskněte svorku ve středu kola a nasuňte kolo na začátek nápravy. Poté přestaňte tlačit na sponu a pokračujte v natahování kola na osku, dokud nezaklapne. O správné instalaci kola svědčí jasný zvuk „cvaknutí“ vycházející z mechanismu rychlé montáže zadních kol na nápravu.

- Demontáž kol z nápravy

Chcete-li demontovat zadní kolo z osy zadního kola, stiskněte svorku ve středu kola a vytáhněte kolo z jeho osy. - obr. 9.6.2.



Obr 9.7

9.7 Systém odpružení zadních kol

Kočárek má nastavitelné tlumení nárazů rámu a zadních kol, které je umístěno na koncích zadního rámu a je v kontaktu s příčnicí. Tlumení fungují automaticky. Nastavení se provádí aktivací páky nahoru-dolů umístěné ve spodní části tlumiče. Aby se usnadnilo přepínání nastavení pomocí páky, je možno zatlačit na pružinu tlumiče. Po přepnutí páky bude pružina tlumiče stlačena (volitelně pro tvrdý podklad) nebo natažena (měkký podklad).

9.8 Ergonomická rukojeť pro tlačení kočárku. Mechanismus a nastavení úhlu rukojeti.

Rukojeť se používá k tlačení kočárku a poskytuje pevné uchopení za různých jízdních podmínek. Lze jej upravit tak, aby se nastavila výška rukojeti pro doprovod, který vede kočárek - obr. 9.8



Obr 9.8

- Regulační mechanismus.

Jedná se o dvě tlačítka na vnější straně rámu, která se nacházejí na kloubech tlačné rukojeti.

- Úhlové nastavení rukojeti pro tlačení kočárku

Chcete-li změnit úhel rukojeti, stiskněte obě tlačítka mechanismu nastavení úhlu rukojeti současně a změňte úhel rukojeti. Jakmile je rukojeť ve správné poloze, přestaňte stisknout tlačítka a rukojeť se automaticky uzamkne v požadované poloze

9.9 Centrální brzda. Zajištění a uvolnění brzdy



Obr 9.9

Centrální brzdový pedál (obr. 9.9), který zablokuje obě zadní kola zdravotního kočárku, je umístěn ve středu příčnicku v zadní části rámu kočárku.

- Aktivace a deaktivace centrální brzdy

Chcete-li zajistit centrální brzdu, sešlápněte brzdový pedál směrem dolů k zemi, až zacvakne. O správném zabrzdění brzdy svědčí zřetelný zvuk „cvaknutí“ vycházející z centrální brzdy.

Pro uvolnění centrální brzdy zatáhněte brzdový pedál nahoru.

9.10 Nášlapný pedál

Nášlapný pedál (obr. 9.10) se nachází na pravé straně příčnicku v zadní části rámu kočárku. Chcete-li jej použít, stlačte pedál nohou dolů a současně zatáhněte za rukojeť směrem k sobě, čímž se zvedne přední část zdravotního kočárku a přední kola. Použití pedálu usnadňuje kočárku stoupaní přes malé schody nebo obrubníky.



Obr 9.10

9.11 Nastavení rámu z hlediska hloubky sedadla



Obr 9.11

Kočárek má možnost nastavení hloubky sedadla. Za tímto účelem zatáhněte centrální brzdu tak, aby byl kočárek stabilní a znehybněn, poté povolte imbusovým klíčem šroub na obou stranách rámu (zajišťovací poloha) a rovnoměrně vysuňte nebo posuňte rám sedadla do požadované polohy. Správná poloha by měla být zajištěna utažením šroubu po stranách rámu. Rám lze vysunout a ponechat minimálně 15 cm přesahy prvků z ocelového rámu. Viz obrázek 9.11

Rám je nastaven v rozsahu od 30 do 45 cm. Rozsah nastavení čalounění sedadel je popsán v bodě 10.2.

9.12 Nastavení rámu z hlediska změny úhlu sedadla.

Kočárek dovoluje změnit úhel sedadla v rozmezí od 5 do 25 stupňů. Mechanismus nastavení úhlu sedadla se skládá z hřebenu na pravé a levé straně kočárku, ke kterému je rám kočárku připevněn pomocí šroubu.

Chcete-li nastavit správný úhel sedadla, zajistěte centrální brzdu. Tak, aby byl kočárek stabilní a znehybněn, poté odšroubujte šroub z hřebene na obou stranách, nastavte sedadlo do zvolené polohy a šroub utáhněte do správné polohy. Pro tuto operaci budete potřebovat křížový šroubovák. Viz obrázek 9.12.



Obr 9.12

Rozsah nastavení čalounění je popsán v bodě 10.3

9.13 Nastavení rámu z hlediska výšky opěradla

Kočárek lze výškově nastavit. Za tímto účelem zajistěte centrální brzdu tak, aby byl kočárek stabilní a znehybněn, poté povolte šroub imbusovým klíčem na bocích rámu (zajišťovací poloha) a rovnoměrně vysuňte nebo posuňte rám opěradla (rám opěradla) do požadované polohy. Poté zajistěte zvolenou polohu utahením šroubu. Rám lze vysunout a ponechat minimálně 15 cm přesahy prvků z ocelového rámu. Rám je nastavitelný v rozsahu od 65 do 85 cm. Viz obrázek 9.13



Obr 9.13

Rozsah nastavení čalounění je popsán v bodě 10.3.


9.14 Nastavení rámu z hlediska úhlu opěradla

Kočárek má možnost nastavit úhel opěradla, tj. sklopení opěradla ze sedu do polohy vleže. To se děje pro pomocí mechanismu skládajícího se z: táhla uvolňujícího blokádu, levého a pravého hřebenu (prvek s 8stupňovou stupnicí) a kolíků upevňujících polohu na hřebenu spojeném s táhlem. (Viz obrázek 9.14.1).

Chcete-li změnit úhel opěradla, zajistěte centrální brzdu tak, aby byl kočárek stabilní a znehybněn, poté zatáhněte za táhlo uvolňující blokádu nahoru (viz obr. 9.14.2) a nastavte opěradlo na požadovanou hodnotu. Opěradlo by mělo být zajištěno uvolněním zámku, kterým se uvolní zámek, a ujistěte se, že zámek zapadl na obě strany kočárku současně



Obr. 9.14.1



Obr. 9.14.2

(zaskočil do otvorů v hřebenu).

Při změně polohy opěradla je nutné upravit čalounění. Rozsah nastavení čalounění je popsán v bodě 10.3. Mechanismem pro nastavení úhlu opěradla mění poloha opěradla ve vztahu k terapeutickému sedadlu v šesti polohách, od pravého úhlu sedu k téměř úplně ležící poloze. Úhel mezi opěradlem a sedadlem je v rozmezí 3 ° - 99 °.

POZOR! Každá změna úhlu sklonu opěradla vyžaduje opětovné nastavení délky pětibodových pásů.

9.15 Podnožka. Nastavení a použití.

Nastavitelná opěrka nohou (podnožka) je součástí standardní výbavy skupiny zdravotních kočárků Yeti. Skládá se z desky stupaček přišroubovaných k rámu stupaček s možností posunutí této desky nahoru nebo dolů v 7 polohách, aby bylo možné nastavit výšku stupačky na délku holeně uživatele, v rozsahu od 28,5 cm do 43,5 cm.



Obr. 9.15.1

- Nastavení výšky opěrky nohou.

Chcete-li změnit výšku stupačky, odšroubujte matice na dvou šroubech upevňujících stupačku k rámu, na obou stranách, a poté nastavte stupačku do příslušné výšky a přišroubujte ji zpět oběma šrouby a dotáhněte ji maticemi, dokud neucítíte odpor. (obr. 9.15.1)



Obr. 9.15.2

- Mechanismus nastavení úhlu celé podnožky

Mechanismus je umístěn v přední části sedadla a upevněn je k rámu stupačky. Jsou to dva plastové, černé klouby s knoflíky s prohlubní ve středu (viz obr. 9.15.2) Tento mechanismus se používá ke změně úhlu sklonu opěrky nohou vzhledem k sedadlu, což umožňuje zvolit jednu z osmi poloh. Chcete-li změnit úhel stupačky, stiskněte na obou stranách tlačítka mechanismu nastavení úhlu stupačky, poté nastavte příslušnou polohu a uvolněte tlačítka. Mechanismus úhlového nastavení opěrky nohou by během používání měl být přetažen čalouněním (viz bod 10.2).

- Použití stupačky.

Doporučuje se umístit opěrku nohou do takové výšky, aby na ní nohy dítěte spočinuly celou plochou a současně byly stehna dítěte rovnoběžně s rovinou sedadla. K dispozici jsou popruhy pro zajištění nohou dítěte v opěrce nohou. Doporučuje se používat je při používání zdravotního kočárku.

Ve výchozím nastavení je opěrka nohou ve vodorovné poloze. Během přepravy, skladování, rehabilitace, nastupování a vystupování z kočárku Yeti/Yeti Young by však měla být opěrka nohou sklopena a otočena směrem k rámu stupačky.

10. Konfigurace a použití - terapeutické sedadlo s opěradlem

10.1 Čalounění kočárku. Instalace čalounění na rám kočárku. Demontáž.

Čalounění kočárku se skládá z několika prvků: čalounění základny, čalounění sedadel, čalounění opěradla a obaly na rámu.

- Instalace čalounění.

Před nastavením čalounění by měl být správně nastaven rám: výška opěradla, hloubka sedadla a výška opěrky nohou. Viz část 7.12

Chcete-li nainstalovat čalounění na rám kočárku, připevněte **čalouněnou základnu** v oblasti sedadla pomocí nastavitelných popruhů (suchý zip) a opatrně je utáhněte. Horní část základny čalounění se vyznačuje podélným suchým zipem, ke kterému bude později připojeno skutečné čalounění. Pásy spodní části čalounění instalujeme zespodu a zabalíme je na rám sedadla (zvenčí). První suchý zip na straně opěrky nohou je stále připevněn na plastovém fragmentu motouzu, ale zevnitř sedadla. Přebytečné čalounění zasuňte do malého prostoru sedadla v perc části sedadla. Dno čalounění by mělo být správně natažené, aby bylo možné obaly umístit na rám v místech, kde se sedadlo ohýbá (při kontaktu s opěrkou nohou, na pravé a levé straně).

Omotávky rámu jsou navrženy tak, aby chránily místa rámu před stykem s uživatelem. Aby bylo zajištěno pohodlí uživatele, měly by být připevněny perce zipy dolů.

Položte čalounění opěradla na **základnu čalounění** a nainstalujte ji pomocí popruhů na perc straně, čímž rám zvenku omotáte. Pokud se použije minimální výška opěradla, přebytečné čalounění se navine na rám shora a stáhne se pomocí popruhů, které se nastaví na správnou vzdálenost perce sponou. Když je opěradlo zcela vytažené, horní část se nasadí na rám a protáhne horní sponou.

Pro správnou perceji bočních potahů čalounění opěradla se doporučuje umístit opěradlo do polohy 45° a připevnit ho perce zipem na pravé a levé straně kočárku na dvou místech bočního rámu (se sklopným zámkem rámu). Poté, co je opěradlo ve svislé poloze, lze přebytečné čalounění po stranách stáhnout pomocí šňůr se svorkami.

Na konec čalounění sedadla správně uspořádejte a přizpůsobte perce zipu na základně čalounění. Vytáhněte přebytečné čalounění z pod čalounění opěradla a zasuňte jej

pod perc čalounění opěradla. Pás na čalounění sedadla (připevněný pod sedadlem, obklopující rám zvenčí) by měl zapadat přes první perc zip základního čalounění a neměl by kolidovat s obalem na rámu.

Spodní část čalounění sedadla připevněte perce zipem k rámu stupaček.



Obr.10.1

Čalounění sedačky kočárku má další pruh materiálu, který se spojuje se zábranou. V případě, že to není nutné, lze jej skrýt ve vyhrazené kapse. Viz obrázek10.1.

- Demontáž čalounění kočárku

Čalounění se demontuje pomocí předchozích perc v opačném pořadí, perc: odepněte čalounické pásy sedadla a čalounění odstraňte „odtržením“ ze suchého zipu. Odejměte boky opěradla v čalounění opěradla a sejměte ochranu horního opěradla. Odepněte všechny pásy a odstraňte čalounění opěradla. Poté odstraňte obaly z rámu. Posledním krokem je otevření všech pásů základny a stažení z rámu. Čalounění by mělo být chráněno proti poškození.

10.2. Nastavitelný perce napětí.

Nastavitelný napínací perce je rozsáhlá sada až 14 nezávislých pásů na perce zip, které umožňují přizpůsobit napnutí sedáku i opěradla individuálním potřebám dítěte. Tento perce se skládá ze 7 pásů na opěradle (obr. 10.2.1) a 7 pásů na perce části sedáku (obr. 10.2.2) a seřízení se provádí jejich vhodným napnutím nebo povolením. v sedáku a perce, stejně jako zvýšení podpory prostřednictvím komplexního nebo bodového zvýšení tuhosti / napětí sedadla i opěradla.



Obr.10.2.1



Obr. 10.2.2

10.3 Nastavení čalounění sedáku a opěráku

• Nastavení čalounění sedadel

Sedák lze nastavit v rozmezí od 31 do 45 cm. To se provádí prodloužením rámu (viz odstavec 9.11) a úpravou čalounění na požadované parametry. Chcete-li změnit parametry hloubky sedáku, sejměte čalounění sedáku, upravte hloubku rámu sedadla zasunutím nebo vysunutím rámu sedadla na požadovanou velikost. Poté položte čalounění sedáku na sedák a upevněte jej suchým zipem.

• Úprava čalounění zádové opěrky

Opěradlo lze nastavit v rozmezí od 65 do 85 cm. To se provádí prodloužením rámu (viz

odstavec 9.13) a úpravou čalounění na požadované parametry.

Pro změnu parametrů výšky zádové opěrky odepněte horní část čalounění zádové opěrky z upínacích popruhů na zadní straně kočárku a následně upravte horní rám kočárku zasunutím nebo zasunutím horní části zádového rámu do správnou pozici. Po výběru správné polohy by měla být horní část čalounění

uspořádána tak, aby pasovala k rámu. Když je zdravotní kočárek v

minimální zadní poloze, může být nutné omotat čalounění kolem horní části rámu. Čalounění z vrchu by mělo být upevněno popruhy s přezkami (spodní přezky u kočárku s nejmenší zádovou opěrkou, horní přezky u sedáku v nejvyšší poloze). Před vložením dítěte upravte napnutí čalounění sedáku a opěradla seřízením sady pásů (viz bod 10.2).



Obr. 10.3.1.



Obr.10.3.2

• Pro správné uspořádání stran čalounění zádové opěrky upravte pomocí provázků stav „tahu“

čalounění. U zdravotního kočárku v sedě je třeba přebytečné čalounění stáhnout šňůrkami na dvou

místech na každé straně. (obr. 10.3.1) Před nastavením zádové opěrky do polohy vleže by však měly být šňůrky zcela uvolněny, umožňující maximální rozvinutí čalounění. (Obr. 10.3.2)

10.4. Pětibodové pásy

Skupina speciálních kočárků Yeti je standardně vybaven profesionálními pětibodovými bezpečnostními pásy (obr. 10.4.1). Popruhy jsou již z výroby na kočárek nasazeny a neměly by být rozebíratelné, protože slouží k bezpečné přepravě dítěte, zabraňují jeho vyklouznutí a jsou nápomocné i pro dodatečnou stabilizaci pánve a trupu dítěte.

Přezka bezpečnostního pásu (viz obr. 10.4.2) usnadňuje nastupování a vystupování dítěte. Na pravém a levém ramenním popruhu a na zapínání přezky jsou umístěny posuvné seřizovače, které mají na starosti nastavení délky popruhů. Pásy jsou navíc vybaveny zapínací přezkou ve výšce hrudníku. To je důležitá součást pomoci udržet pásy v požadované poloze.



Obr. 10.4.1

- Nastavení pětibodových pásů. Před nasazením pětibodových bezpečnostních pásů na své dítě upravte. Chcete-li upravit délku popruhů, posuňte seřizovací prvky na postroji nahoru nebo dolů a podle toho posuňte chrániče.

Použití. Pro nasazení pětibodových pásů dítěte nasadte vpravo a vlevo dětský pás a poté oba pásy připevněte ke sponě pro upevnění bezpečnostních pásů, která je připevněna k sedačce.

Pro sejmutí pětibodových pásů od dítěte stiskněte tlačítko na horní (hrudní) přezce a odepněte oba postroje ze spony a pomalu stahujte postroj z pravé a levé strany dítěte.

Pozor! Každá změna úhlu sklonu opěradla vyžaduje přenastavení délky pětibodových pásů.



Obr. 10.4.2

11. Doplnkové vybavení

11.1. Bezpečnostní zábrana

Skupina speciálních kočárků Yeti může být vybaven bezpečnostní zábranou, která v případě určitých náznaků zabrání obr sedícího dítěte dopředu.

Bezpečnostní obreč se montuje pomocí stejných upevňovacích prvků jako terapeutický stůl, nelze tedy použít oba tyto prvky současně. Ošetřovací stůl nebo bezpečnostní zábradlí je k rámu připevněno dvěma plastovými prvky (obreč) instalovanými v místě zúžení rámu (viz obr. 11.1).

Pro obreč bezpečnostního zábradlí otevřete dvě příchytky na zábradlí a současně je nasuňte na rám a zaklapněte. Zábradlí bude správně nainstalováno pouze tehdy, když zábradlí obepne rám a obreč na místo.

Svědčí o tom obreč zvuk „cvaknutí“ vycházející z obreč napojeného upevnění zábradlí.

Pro obreč zábradlí zatáhněte zpět obě západky zábradlí umístěné na rámu a současně zábradlí vysuňte.



Obr. 11.1

11.2. Terapeutický stůl

Skupinu speciálních kočárků Yeti lze vybavit protiskluzovým terapeutickým stolem s maximální nosností 3 kg. Terapeutický stůl se montuje stejnými upevňovacími prvky jako bezpečnostní zábradlí, proto nelze použít oba tyto prvky současně.

V místě zúžení rámu (viz obr. 11.2) jsou namontovány dva plastové prvky (západky) pro upevnění terapeutického stolu nebo bezpečnostního zábradlí k rámu.

Pro sestavení stolu otevřete dvě svorky (západky) a současně je nasuňte na rám a zaklapněte na místo. Stůl bude správně nainstalován pouze tehdy, když obě obře do rámu a obře na místo. Svědčí o tom obře zvuk „cvaknutí“ vycházející z obře připojené fixace terapeutického stolu.

Chcete-li stůl rozebrat, zatáhněte zpět obě západky na rám a současně vytáhněte stůl.



Obr.11.2

11.3. Abdukčně-stabilizační pásy



Obr. 11.3.1

Abdukčně-stabilizační pásy (obr. 11.3.1) slouží k dodatečné stabilizaci pánve a zabraňují vyklouznutí dítěte z kočárku. Správný způsob jejich použití je upnout je na stehna dítěte tak, aby se pánev opírala co nejbližší k opěrce zad. Zajistíte tak zdravější a pohodlnější polohu vašeho miminka v kočárku.

Abdukčně-stabilizační pásy jsou připevněny k terapeutické sedačce na čtyřech místech: dva popruhy zadního bezpečnostního pásu jsou připevněny k rámu zadního sedadla pomocí přezek (viz obr.) provlečením pásu tovární smyčkou v pásu (viz obr. 11.3 .3)



Obr. 11.3.2.



Obr.11.3.3

- Regulace. Chcete-li upravit délku abdukčních stabilizačních popruhů, posuňte seřizovací prvky na předních popruhech popruhů nahoru nebo dolů.
 - Použití. Pro nasazení uživatele na abdukčně-stabilizační pásy umístěte uživatele na nainstalované pásy, poté omotejte nohu uživateli a zapněte obě přezky pásu na oba přední popruhy.
- Chcete-li z uživatele te sundat abdukčně-stabilizační pásy, rozepněte obě přezky pásu na předních pásech.

11.4 Zúžující měké vložky

Skupina speciálních kočárků Yeti je vybaven dvěma páry vložek, dvou pravých a dvou levých (obr. 11.4). Slouží k nastavení vnitřních rozměrů šířky sedadla. Čalounění stélky je odnímatelné díky všitému zipu, který umožňuje jeho výměnu nebo čištění.



Obr 11.4

- **Montáž.** Vložky je možno namontovat kdekoli na kočárku, v jakékoli výšce a tím přizpůsobit se indikacím pacienta. Instalace se provádí suchým zipem na spodní, zadní a vnější straně vložky.
- **Demontáž** se provádí odstraněním prvku - odtrhnutím suchého zipu z čalounění kočárku.

11.5 Opěrka hlavy

Opěrka hlavy stabilizuje hlavu uživatele a změkčuje sedadlo v části hlavy (obr. 11.5). Čalounění opěrky hlavy je odnímatelné díky všitému zipu, který umožňuje jeho výměnu nebo čištění.



Obr 11.5

- Namontujte opěrku suchým zipem na zadní stranu opěrky sedadla v požadované výšce.
- Demontáž se provádí odstraněním prvku - odtrhnutím suchého zipu z čalounění kočárku.

11.6 Nastavitelná stříška s okénkem

Skupina speciálních kočárků Yeti může být vybaven nastavitelnou stříškou s oknem, které pomáhá chránit uživatele před sluncem nebo deštěm. Prvky stříšky jsou: rám stříšky (přední a zadní oblouk), mechanismus nastavení otevírání konstrukce (pravý a levý), dvě západky s červenými tlačítky připevňujícími stříšku k rámu, čalounění stříšky a okno proti komárům se zipem.



Obr 11.6.1

- **Montáž.** Nastavitelná stříška s oknem je připevněna dvěma plastovými prvky umístěnými na vnějších stranách horní části opěradla. Tyto držáky slouží k připevnění stříšky s oknem.

Chcete-li instalovat nastavitelnou stříšku s oknem, umístěte opěradlo do svislé polohy a poté paralelně zasuněte oba západky shora do úchytů opěradla. Nainstalujte stříšku tak, aby čalounění na zadní / spodní části stříšky překrývalo zadní část kočárku. Kromě toho se ujistěte, že je vnitřek stříšky zakryt čalouněním. Toho lze dosáhnout natažením čalounění a nahrazením poutka knoflíkem v rohu stříšky. (Obr. 11.6.1)

- **Demontáž.** Abyste mohli demontovat nastavitelnou stříšku s oknem, stiskněte dvě červená tlačítka na sponách zajišťujících stříšku a vysuňte spony z úchytů na opěradle.

- Použití. Chcete-li změnit velikost oblasti vrchlíku, uchopte přední oblouk a zadní oblouk střešního rámu a posunutím obou oblouků blíže nebo dále od sebe nebo k sobě nastavte požadovanou polohu. Mechanismus přizpůsobení velikosti oblasti vrchlíku se automaticky aktivuje.



Obr 11.6.2

Zvláštností stříšky je síťka proti komárům, které zajišťuje ventilaci. (Obr. 11.6.2). Okno se otevírá a zavírá na zip.

11.7 Turistická taška

Velká a elegantní cestovní taška je připevněna na dvě oka rukojeti umístěné na vnitřní straně rukojeti (viz obr. 11.7)

Maximální zatížení tašky je 2 kg.



Obr. 11.7

11.8 Nákupní košík

Zdravotní kočárek Yeti může být vybaven nákupním košíkem (Obr. 11.8.), který slouží k přepravě malých, běžných předmětů každodenního života, odolných proti nárazům, zvlhnutí, polití a špíně.



Obr 11.8

Připevňuje se na spodní část kočárku tak, že se omotá na rám kočárku a zapíná se na zip.

Maximální náplň nákupního košíku je 3 kg.

11.9 Klín

Skupina speciálních kočárků Yeti může být vybaven klínem (obr. 11.9.1.), který v případě určitých indikací zajistí úhel dolních končetin uživatele od středu těla.



Obr. 11.9.1

Montáž. Klín je namontován v přední části sedadla, na spojovací prvek čalounění a zábrany. (viz obrázek 11.9.2). Za tímto účelem připevněte vyhrazenou část čalounického pásu na zábranu a připevněte jej klínem a slepte suchý zip. To lze provést na přední nebo zadní straně spojovacího pásu a upravit vzdálenost podle velikosti uživatele. Poté klínek a opasek omotejte obalem a klínek zajistěte suchým zipem proti sklouznutí.



Obr. 11.9.2

Demontáž. Chcete-li klín odstranit, zatáhněte za obal a klín a poté za pás čalounění spojený se zábranou, odepněte ji a vložte na speciálně připravené místov čalounění sedadla.

11.10 Pláštěnka



Skupina speciálních kočárků Yeti může být vybaven pláštěnkou, který pomáhá chránit uživatele před vlhkostí. Toto příslušenství musí být namontováno na jiné příslušenství. Chcete-li nainstalovat pláštěnku, nasadte ji na horní část nastavitelné stříšky s oknem a poté zakryjte sedadlo kočárku a opěrku nohou fólií (viz obr. 11.10).

11.11 Zimní rukavice

Na rukojeť kočárku lze nasadit dvě zimní rukavice, které zvyšují pohodlí dětského asistenta v chladnějším počasí (viz obrázek 11.11). Nejprve si nasadte dvě látkové spony a připevněte je suchým zipem na rukojeti kočárku, poté navlékněte rukavice na tyto látkové spony a připevněte je pomocí druků.



Obr.11.11

11.12 Spacák



Obr.11.12

Skupina speciálních kočárků Yeti může být vybaven ochranou na nohy, což zvyšuje pohodlí uživatele v chladnějším počasí (viz obrázek 11.12). Tato přídatná zařízení vyžadují montáž na další přídatná zařízení - zábranu.

Chcete-li nánožník nasadit na nohy, nasadte jej zespodu na opěrku nohou a shora jej provlékněte bezpečnostní zábranou. Poté ji připevněte pomocí západek k rámu kočárku.

11.13 Moskitiéra

Skupina speciálních kočárků Yeti může být vybaven moskytiérou (viz obr. 11.13), což ztěžuje přímý kontakt hmyzu s uživatelem. Toto příslušenství musí být namontováno na jiné příslušenství. Chcete-li nainstalovat moskytiéru, umístěte ji shora na celou nastavitelnou stříšku s oknem a poté zakryjte sedadlo kočárku a stupačku moskytiérou.



Obr.11.13

11.14 Slunečník

Skupina speciálních kočárků Yeti může být vybaven slunečníkem (viz obrázek 11.14.1), která pomáhá chránit uživatele před sluncem.

Chcete-li namontovat slunečník, namontujte držák slunečníku na rám kočárku (viz obr. 11.14.2) a slunečník zasuňte do tohoto držáku.



Obr.11.14.1



Obr.11.14.2

12. Technická specifikace kočárku Yeti

délka kočárku	114,5 - 146 cm
šířka kočárku	66 cm
výška kočárku	117-138 cm
celková hmotnost	24 - 28,6 kg
efektivní hloubka sedu	31-45 cm
šířka sedadla	28 * / 43 cm
výška opěradla	65-85 cm
šířka opěradla	25 * / 42 cm
vzdálenost stupačky od sedáku / počet seřízení	28,5 - 43,5 cm / 7 pozic
délka kočárku, složený pro přepravu	110 cm
šířka kočárku ve složeném stavu pro přepravu	66 cm
výška kočárku, složený pro přepravu	50 cm
kapacita koše	3 kg
nosnost tašky	2 kg
max. hmotnost pacienta	80 kg
výška pacienta	130-175 cm
úhel roviny sedadla / počet seřízení	přibližně 9,5 ° -29 ° / 5
úhel opěradla / počet nastavení	cca 3 ° -99 ° / 8 + ležící
úhel / množství nastavení	cca 80 ° -180 ° / 6 poloh

POZNÁMKY:

*) hodnoty zobrazené s vložkami

Tolerance naměřené hodnoty +/- 20 mm, +/- 1,5 kg, +/- 1 °

12.1 Použité materiály

práškově lakovaný kov a hliník, tkaniny 100% polyester a plast (PP, PVC, ABS, PA, PE, PU).

13. Dodávka a nástroje

Kočárek Yeti/Yeti Young je dodáván v kartonu a předem smontovaný. Originální balení by mělo obsahovat následující položky:

- Složený rám kočárku se sedákem, opěradlem a kolečky
- Příslušenství podle objednávky
- Uživatelská příručka se záručním listem

Před použitím zkontrolujte a ujistěte se, že přijatá lepenková krabice obsahuje všechny prvky a že žádný z nich nebyl poškozen, např. během přepravy. Pokud se zjistí, že v přijaté krabici chybí položka nebo některá položka byla poškozena, kontaktujte prodejce a výrobce a získejte chybějící položky ,nebo vyměňte produkt za nový, plně kompletní a funkční.

Multifunkčnost a velmi bohatá výbava skupiny zdravotních kočárků Yeti umožňují jeho přizpůsobení osobním požadavkům uživatele. Za tímto účelem si před použitím pečlivě přečtěte celý návod. K montáži a demontáži kočárku Yeti nejsou zapotřebí žádné nástroje.

K nastavení výšky stupačky potřebujete křížový šroubovák . K nastavení výšky opěradla a hloubky sedadla je nutný imbusový klíč.

14. Montáž a demontáž kočárku

• Sestavení kočárku. Výrobek je balen v původním obalu a je již předem smontován. je potřeba dokončit montáž provedením následujících kroků:

- a) namontujte zadní kola na nápravu - viz bod 9.6
- b) rozložte rám kočárku s opěrkou nohou a upravte parametry:
 - zapnout / vypnout zámek směru pojezdu předních kol - viz bod 9.5
 - nastavit výšku a úhel tlačné rukojeti - viz bod 9.8
 - upravit hloubku sedadla - viz část 9.11
 - nastavit úhel sklonu sedadla - viz bod 9.12
 - nastavte výšku opěradla - viz odstavec 9.13
 - nastavit úhel sklonu opěradla - viz bod 9.14
 - upravit délku pětibodových pásů - viz bod 10.4
 - upravte výšku stupačky a úhel stupačky - viz bod 9.15
- c) upravit čalounění - viz body 10.1, 10.2, 10.3
- d) nainstalujte vhodné příslušenství a upravte parametry:
 - upravit použitelnou šířku sedadla (další možnosti :) - viz část 11.4
 - upravte polohu opěrky hlavy (doplňková výbava) - viz část 11.5
 - instalujte bezpečnostní zábranu nebo terapeutický stůl (další možnosti) - viz body 11.1, 11.2
 - seřídte pásy stabilizující sed (doplňková výbava) - viz část 11.3
 - seřídte stříšku s oknem (doplňková výbava) - viz část 11.6
 - nasadte a seřídte klín (doplňková výbava) - viz bod 11.9
 - nasadte turistickou tašku (další možnost) - viz bod 11.7
 - vložte nákupní košík (doplňková možnost) - viz bod 11.8
 - nasadte dle potřeby vybrané prvky vybavení věnované ročním obdobím:
 - nánožník na nohy (volitelná výbava) - viz bod 11.12
 - zimní rukavice (volitelná možnost) - viz bod 11.11
 - moskytiéra (další možnost) - viz bod 11.13
 - pláštěnka (doplňková možnost) - viz bod 11.10
 - deštník (další možnost) - viz bod 11.14
- e) Demontáž kočárku. Za účelem demontáže kočárku:
 - a) vyjměte příslušenství
 - b) odepněte čalounění (boční prvky) z bočních rámců kočárku
 - c) zablokujte přední kola, sklopte opěrku nohou a rám kočárku
 - d) odepněte zadní kola
 - e) sklopte kočárek a zajistěte jej přepravním zámkem

15. Příprava k použití

Před použitím kočárku:

Zkontrolujte, zda je mačka a všechny její prvky v dobrém technickém stavu, a pokud je technický stav kočky nebo jejího jednotlivého prvku špatný nebo o tom má uživatel pochybnosti, pak se mačka nesmí používat. Kontaktujte prosím prodejce a nebo výrobce.

o Zkontrolujte, zda byl rám kočárku správně rozložen a že skládací mechanismus rámu byl správně uzavřen (zamčen).

o Zkontrolujte, zda je sedačka správně připevněna k rámu kočárku

o Zkontrolujte správnou instalaci všech čtyř kol. A běhoun na všech čtyřech kolech je v dobrém stavu.

o Zkontrolujte, zda centrální brzda správně funguje a zabrzděte.

o Správně provést všechna nastavení a upravit kočárek podle potřeb dítěte, včetně nastavení vhodné hloubky terapeutického sedáku a výšky zádové opěrky, vhodného sklonu terapeutického sedáku a sklonu zádové opěrky, nastavit vhodný sklon podnožky, upravit správné napnutí pásů na opěradle a na sedadle, zkontrolujte délku pětibodových pásů. Zkontrolujte, zda jsou všechna nastavení správně usazena a zajištěna.

o Zkontrolujte, zda je čalounění kočárku suché.

o Zajistěte dítě všemi dostupnými stabilizačními prvky, jako jsou: pětibodové pásy, zužující a mělké vložky, abdukčně-stabilizační pásy, klín, podnožka, pásy na podnožku, bezpečnostní zábrana nebo terapeutický stůl. Je to proto, aby se zabránilo vypadnutí a vyklouznutí dítěte z kočárku a aby se zabránilo pádu nohou dítěte z opěrky nohou. Ujistěte se, že všechny dříve provedené úpravy jsou vhodné a bezpečné pro dítě.

o Ujistěte se, že dítě není umístěno v kočárku bez oblečení, které chrání tělo v místech kontaktu s potahem kočárku. Je to proto, aby nedocházelo k odírání dětského těla a aby byla pamatována na hygienu dítěte.

o U dětí, které mají problémy s inkontinencí, by měla být na sedačku kočárku umístěna speciální utěrka, kterou lze zakoupit v lékárnách nebo zdravotnických prodejnách.

o Při použití jakýchkoliv doplňkových pomůcek, jako jsou nafukovací hadičky, drény, vaky, katétrů apod., zajistěte, aby byly dobře chráněny proti vypadnutí, vytržení, utážení a aby nepřekážely při používání kočárku.

16. Použití kočárku.

16.1 Přenášení kočárku

Nejlepším způsobem, jak přemísťovat zdravotní kočárek, je tažením s pomocí kol. Výrobce umožňuje jízdu zdravotního kočárku ve složeném stavu v poloze zobrazené na obr. 16.1.

V případech, kdy to není možné (např. pro přepravu kočárku v autě), lze z bezpečnostních důvodů kočárek po odejmutí příslušenství a zadních kol zvednout a přemístit.

Při pohybu nebo zvedání rámu kočárku s namontovanými koly buďte obzvláště opatrní, protože hmotnost tohoto prvku přesahuje 23 kg. Doporučujeme kočárek přesunovat 2 osobami. Při přenášení nebo zvedání rámu kočárku s namontovanými koly sklopte rám zdravotního kočárku a poté držte rám kočárku pouze za pevné části rámu.



Obr.16.1

Z bezpečnostních důvodů nezvedejte celý zdravotní kočárek, tj. rám se sedadlem a opěradlem, koly, opěrkou nohou a namontovaným příslušenství, protože by to mohlo poškodit vaše zdraví.

Nezvedejte zdravotní kočárek za opěrku nohou nebo bezpečnostní zábranu, terapeutický stůl nebo jiné příslušenství, protože by mohlo dojít k poškození produktu a ohrožení bezpečnosti dalších osob v okolí.

16.2 Nastupování a vystupování ze zdravotního kočárku

Při nastupování a vystupování z kočárku umístěte kočárek co nejbližší stabilnímu a bezpečnému místu, kam se uživatel přesune. Poté, co se uživatel ujistí, že je zatažena centrální brzda a stupačka je zvednutá, aby se na ni nešláplo, může uživatel přejít.

Nestoupejte na podnožku, protože hrozí nebezpečí převrácení kočárku, zranění uživatele a poškození výrobku.

Dbejte na to, aby při nastupování nebo vystupování z kočárku dítě ani žádná jiná osoba nestála na opěrce nohou, protože by ji mohlo poškodit a zranit uživatele!

16.3 Správná poloha v kočárku

Z bezpečnostních a zdravotních důvodů se doporučuje, aby měl uživatel pánev a záda co nejbližší k opěradlu a aby měl rovnoměrně podepřenu páteř (optimální podpora pro všechny části páteře je tak, aby nevznikl volný prostor). Stehna by měla být po celé své délce podepřena na co největší ploše, čehož je dosaženo úpravou hloubky sedadla kočárku (viz odstavec 9.11), a chodidla by měla být umístěna na

stupačce (viz odstavec 9.15), což brání sklouznutí, udržuje optimální svalové napětí nohou a nese část váhy z horní části těla.

16.4 Jízda se zdravotním kočárkem

Pokud je kočárek používán, měl by být vždy držen za rukojeť, aby se zabránilo nechtěnému pohybu kočárku. Uvolněte centrální brzdu, přidržte stisknutou rukojeť a zatlačte zdravotní kočárek bezpečným směrem.

16.5 Jízda na svazích

Při jízdě do svahu nebo ze svahu vždy používejte kočárek proti směru jízdy. Omezte rychlost na svazích a pohybujte se co nejpomaleji. Doprovod zdravotního kočárku (rodič, opatrovník) musí mít dostatečnou sílu k řízení stability kočárku.

16.6 Překonávání prahů nebo obrubníků

Pro projíždění malých překážek (malé prahy, malé obrubníky atd.) Pomocí nohy zatlačte nášlapný pedál a tlačnou rukojeť směrem dolů a k sobě, zvedněte přední kola kočárku a opatrně převalte přední kola přes překážku. Poté pomalu vytáhněte tlačnou rukojeť směrem nahoru od země, zvedněte zadní kola kočárku a opatrně najedzte zadními koly přes překážku.

16.7 Přeprava v autě a v jiných vozidlech

- Pro přepravu kočárku Yeti v autě vyjměte z kočárku veškeré příslušenství a uložte jej na bezpečném místě. Poté složte zdravotní kočárek (viz kapitola 14) a vložte jej do kufru automobilu. Pokud složený zdravotní kočárek není v kufru automobilu, odděleně od prostoru pro cestující, musí být rám kočárku bezpečně připevněn k vozidlu. K tomu můžete použít nepoužívané bezpečnostní pásy.

- Přeprava zdravotního kočárku v jiných vozidlech, jako jsou vlaky, tramvaje, autobusy, letadla, lodě atd., Osoby odpovědné za přepravu v těchto dopravních prostředcích by měly být dotázány na podmínky bezpečného cestování do místa určení se zdravotním kočárkem a splnit příslušné požadavky pro daný typ přepravy.

- Chcete-li přepravovat kočárek v jiných vozidlech, sejměte veškeré příslušenství z kočárku a uchovejte je na bezpečném místě. Poté složte zdravotní kočárek (viz kapitola 14) a umístěte jej do prostoru pro úschovu zavazadel ve vozidle. Pokud složený zdravotní kočárek není v kufru automobilu, odděleně od prostoru pro cestující, musí být rám kočárku bezpečně připevněn k vozidlu. K tomu můžete použít nepoužívané bezpečnostní pásy.

Skupiny zdravotních kočárků Yeti by neměly být používány jako sedadlo pro přepravu uživatele ve vozidle.

16.8 Čištění a péče

Polstrování lze prát pouze ručně a to při teplotě do 300 st.

Neperte v pračce. Skvrny by měly být odstraněny, jakmile se objeví na povrchu kočárku.

POZOR! Nečistěte chemikáliemi obsahujícími rozpouštědla a bělidla. Výrobce neručí za škody vzniklé v důsledku použití nevhodných čisticích prostředků.

Nedrhňte - otěrem se skvrna rozšíří na větší plochu a může narušit texturu látky a zničit její povlak.

Před použitím se ujistěte, že je výrobek vždy suchý.



Pouze ruční praní.



Nebělit



Nesušit v sušičce



Sušit v sušičce



Nežehlit

Zacházení se skvrnami od vody, jako jsou skvrny od jídla, pití a rostlinného oleje:

- Skvrnu osušte tlakem na celý její povrch na bílý papírový ručník, kapesník nebo savý čistý hadřík.
- Navlhčete malý kousek hadříku slabým roztokem saponátu a teplé vody (nebo studenou vodou, pokud je potřísněna krví) a skvrnu opláchněte odstraněním zvenčí dovnitř, aby se nezvětšila. Nepoužívejte příliš mokré hadřík, protože nadměrné množství tekutiny může po zaschnutí způsobit zvlnění nebo se skvrna zvětší a poškodí čalounění nebo pěnu uvnitř.
- Může být nutné opakovat výše uvedený krok v závislosti na typu skvrny a množství znečištěného materiálu. Pokračujte v tom, dokud není skvrna zcela odstraněna, ale vždy pamatujte na odstranění přebytečné vlhkosti z potřísněného materiálu před dalším opláchnutím. Poté materiál opláchněte pouze vlažnou vodou bez saponátu, čistou houbou nebo čistým bílým hadříkem. Suchý.

17. Skladování kočárku

Kočárek by měl být skladován v čisté, suché a dobře větrané místnosti, nejlépe při teplotě 0-35 ° C.

17.1. Příprava kočárku na dlouhodobé skladování

Před přípravou zdravotního kočárku Yeti/Yeti Young na dlouhodobé skladování je nutné produkt zabezpečit a provést všechny servisní činnosti uvedené v kapitole „Periodická kontrola“, jako by jejich čas uplynul. Kočárek by měl být skladován v čisté, suché a dobře větrané místnosti.

17.2 Ochrana proti korozi

Aby se zabránilo poškození a korozi kočárku, neměl by se používat ani jej ponechávat v mokrých a vlhkých místnostech. Po namočení kočárku otřete všechny mokré části měkkým suchým hadříkem a ochraňte lehkým konzervačním prostředkem na bázi oleje. To neplatí pro čalounění kočárku, jehož čištění a údržba jsou podrobně popsány v kapitole Čištění a péče.

Kočárek je standardně potažen vysoce kvalitními povlaky. Pokud je poškozen lak, poškození by mělo být zajištěno opravou laku navrženého výrobcem.

Pravidelné čištění a mazání mechanismů zdravotního kočárku lehkým olejem zaručuje dlouhé a bezproblémové používání kočárku.

18. Opětovné použití

Produkt lze znovu použít.

Všechny opakovaně použitelné výrobky podléhají zvláštní zátěži.

V důsledku toho se jejich vlastnosti a výkon mohou od nového produktu lišit natolik, že je během jejich používání ohrožena bezpečnost uživatelů a třetích osob.

Při správné péči a údržbě si produkt udržuje svoji kvalitu po dobu 3 let, což je očekávané období jeho používání.

Pro opětovnému použití:

- Demontujte všechny čalouněné prvky a nahradte je novými.
- Rám kočárku s koly a vodicími prvky by měl být důkladně vyčištěn a dezinfikován čisticími a dezinfekčními prostředky dostupnými na trhu.
- Poté musí být produkt zkontrolován autorizovaným servisním střediskem (viz kapitola 23) nebo výrobcem, zda není opotřebován nebo poškozen.
- Všechny opotřebované díly a součásti, které se nehodí nebo nejsou vhodné pro uživatele, musí být vyměněny za nové.
- Takto připravený kočárek lze znovu použít.

19. Servis a pravidelné kontroli

Pro bezpečné a bezproblémové používání kočárku by měl být kočárek Yeti/Yeti Young pravidelně a důkladně kontrolován a udržován, jak je uvedeno v tabulce níže.

V situaci, kdy uživatel zdravotního kočárku není schopen výše uvedené činnosti provádět sám, měl by vrátit kočárek do specializovaného servisního střediska pro zdravotní kočárky nebo přímo k výrobcí, který řádně zkontroluje a provede nezbytné servisní činnosti. Tyto činnosti mohou být dodatečně splatné.

Jakékoli opravy by měly být prováděny ve specializovaných autorizovaných dílnách (viz bod 23) nebo přímo u výrobce.

Ke kočárku lze používat pouze originální náhradní díly dodávané nebo doporučené výrobcem.

Servisní činnosti jenž by měly být prováděny:

- **Pokaždé před použitím kočárku**
 - Kontrola účinnosti centrální brzdy - Po použití centrální brzdy by měla být obě zadní kola kočárku zajištěna a nesmí se otáčet
 - Kontrola upevnění konstrukčních prvků - Zkontrolujte všechny mechaniky kočárku a jeho pohyblivých prvků, zejména dbejte na: správné upevnění terapeutické sedačky s

opěradlem k rámu kočárku, správné upevnění všech čtyř kol, správné fungování pětibodových bezpečnostních pásů, správně zajištěný mechanismus úhlového nastavení sedadla, správně zablokovaný mechanismus úhlového nastavení opěradla a správná instalace opěrky nohou.

- Kontrola stavu pneumatik - Zkontrolujte, zda nejsou poškozena nebo opotřebenována všechna čtyři kola.
- Kontrola pevných prvků rámu, sedadla s opěradlem a rámu opěrky nohou - Vizualně zkontrolujte stav konstrukčních profilů. Tyto prvky nesmí být poškozeny nebo prasknuty.
- **Každý měsíc**
 - Čištění kočárku - Všechny pohyblivé části, ložiska, seřizovací mechanismy očistěte měkkým hadříkem a poté je namažte několika kapkami lehkého oleje. Dbejte na to, abyste neznečistili čalounění kočárku nebo vlastní oblečení
 - Kontrola uvolnění všech šroubových spojů - Pečlivě zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a knoflíky na kočárku řádně utažené.
- **Každých šest měsíců**
 - Kontrola čistoty čalounění a kontrola celkového stavu kočárku - Nedovolte, aby byl kočárek zanedbán, jak je popsáno v kapitole "Čištění a péče"

20. Likvidace

Likvidace a recyklace: Použitý kočárek by měl být odevzdán do recyklačního místa v souladu s předpisy platnými ve vaší zemi.

21. Soulad s požadavky na zdravotnické prostředky

Zdravotnický prostředek I. třídy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017. o zdravotnických prostředcích. Výrobce na výrobek vydal příslušné prohlášení o shodě, které lze nalézt na www.mywam.eu

22. Poznámky

23. Seznam autorizovaných servisních míst

POLSKA

MyWam Kupiec, Bartold, Angres spółka jawna

ul. Szczecińska 10, 41-516 Chorzów, Polsko

tel: +48 32 733 11 31

webová stránka : www.mywam.pl

e-mailová adresa: mywam@mywam.pl

24. Záruční list

Sériové číslo:

Datum nákupu: - -

Razítko a podpis prodejce:

25. Záruční podmínky

Výrobce poskytuje kupujícímu záruku na zakoupený kočárek po dobu 24 měsíců od data nákupu.

Vady odhalené během tohoto období budou bezplatně odstraněny.

Kupující reklamující kočárek by měl dodat kočárek prodávajícímu nebo výrobcí v originálním balení spolu s částmi kočárku chráněnými proti poškození.

Poškození způsobené nedostatečným zajištěním dodávky kočárku a jeho součástí nepodléhá záručním opravám.

Žadatel nemůže požadovat plnění pokud kočárek a jeho součásti nesprávně označí nebo pojistí.

Náklady na dopravu reklamovaného kočárku prodávajícímu nebo výrobcí nese kupující, který reklamuje kočárek.

Záruční doba se prodlužuje o dobu opravy kočárku.

V rámci záruční opravy nelze provádět činnosti uvedené v příručce, které je uživatel povinen provádět samostatně a na své náklady.

Kupující má právo vyměnit vadný kočárek za nový kočárek, pokud stále existují stejná poškození nebo vady, které již byly dvakrát odstraněny a které znemožňují použití kočárku.

Kočárek by měl být používán v souladu s tímto návodem k použití.

Používání kočárku v rozporu s jeho určením, v rozporu s touto příručkou nebo v rozporu se zásadami správného používání vede ke ztrátě záruky.

Jakékoli změny v konstrukci kočárku vedou ke zrušení platnosti záruky.

Na poškození kočárku způsobené: nesprávným používáním, nesprávnou údržbou, nesprávným skladováním kočárku, mechanickým poškozením a přirozeným oděrem a opotřebením dílů (např. Čalounění, kola) se záruka nevztahuje. Jejich oprava je na náklady uživatele.

Výrobce varuje před prováděním záručních oprav v neautorizovaných servisních střediscích.

Taková oprava nebo neoprávněná úprava kočárku zruší platnost záruky.

Záruční list je platný za předpokladu, že obsahuje: datum prodeje potvrzené razítkem prodávajícího, podpis prodejce, typ a sériové číslo kočárku.

Záruční list je platný za předpokladu, že neobsahuje žádné výmazy a opravy.

Výrobce kočárků provozuje placený pozáruční servis.

Ve věcech, na které se nevztahuje tento záruční list, se použijí ustanovení občanského zákoníku.

Veškeré záležitosti týkající se záruky a reklamace kočárku by měly být směřovány na prodejce nebo přímo na výrobce.